

Brochure produit

07.08.2026

KERN 326-05

Poids individuel, Classe OIML F1, 20 g, Forme Eco, inox poli

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-242	Pincettes 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincettes 315-243 (inox 105 mm)
317-050-100	Étui de poids en bois 317-050-100 (pour les valeurs nominales 20 g pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-050-600	Étui de poid en aluminium 317-050-600 (pour les valeurs nominales 20 g pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
347-050-400	Étui de poids en plastique 347-050-400 (pour les valeurs nominales 10 g - 20 g pour les classes F1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
921-435	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-435
962-435	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-435
962-435R	Réétalonnage DAkkS 962-435R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables