

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 326-062

Kit di pesi, F1, 1 g - 1 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-060-100	Astuccio per peso in legno 313-060-100 (per valori nominali 1 mg - 1 kg per classi E1+E2+F1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-714	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-714
921-419	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-419
962-419	Certificato di calibrazione DAkKS 962-419
962-419R	Ricalibrazione DAkKS 962-419R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi