

Brochure del prodotto

08.08.2026

# KERN 326-064

Kit di pesi, F1, 1 g - 1 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica


ITALIANO



## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



**PITTOGRAMMI**

Di serie

Opzione



**ACCESSORI**

| Modello     | Descrizione                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-082-400 | Valigetta di plastica 313-082-400 (per valori nominali bis 5 kg   per classi E1 - M3   per formato Bottone/compact) |

**SERVIZI**

| Modello  | Descrizione                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 920-714  | Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-714 |
| 921-419  | Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-419 |
| 962-419  | Certificato di calibrazione DAkkS 962-419                 |
| 962-419R | Ricalibrazione DAkkS 962-419R                             |

## Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi