

Folleto del producto

08.08.2026

# KERN 326-066

Juego de pesas, F1, 1 g - 1 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio


ESPAÑOL



## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## PICTOGRAMAS

Estándar

Opción



## ACCESORIOS

| Modelo      | Descripción                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314-060-600 | Estuche para pesa de aluminio 314-060-600 (para valores nominales 1 g - 1 kg   para clases E1 - M2   para forma constructiva Botón/compacto) |

## SERVICIOS

| Modelo   | Descripción                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 920-714  | Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-714     |
| 921-419  | Divergencia positiva garantizada ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-419 |
| 962-419  | Certificado de calibración DAkkS 962-419                       |
| 962-419R | Recalibración DAkkS 962-419R                                   |

## Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables