

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 326-074

Juego de pesas, F1, 1 g - 2 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de plástico


ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
313-082-400	Estuche de plástico 313-082-400 (para valores nominales bis 5 kg para clases E1 - M3 para forma constructiva Botón/compacto)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-715	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-715
921-420	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-420
962-420	Certificado de calibración DAkkS 962-420
962-420R	Recalibración DAkkS 962-420R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables