

Brochure produit

08.08.2026

KERN 326-076

Jeu de poids, F1, 1 g - 2 kg, Forme Eco, inox poli, dans un boîtier en aluminium

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
314-070-600	Étui de poid en aluminium 314-070-600 (pour les valeurs nominales 1 g - 2 kg pour les classes E1 - M2 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-715	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-715,
921-420	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-420
962-420	Certificat d'étalonnage DAkKS 962-420
962-420R	Réétalonnage DAkKS 962-420R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables