

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 326-086

Kit di pesi, F1, 1 g - 5 kg, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
314-080-600	Astuccio per peso in alluminio 314-080-600 (per valori nominali 1 g - 5 kg per classi E1 - M2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-716	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-716
921-421	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-421
962-421	Certificato di calibrazione DAkKS 962-421
962-421R	Ricalibrazione DAkKS 962-421R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi