

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 326-086

Conjunto de pesos, F1, 1 g - 5 kg, Forma ecológica, aço inox polido, em caixa de alumínio


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
314-080-600	Caixa de peso em alumínio 314-080-600 (para valores nominais 1 g - 5 kg para classes E1 - M2 para forma de construção Botão/compacto)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-716	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-716
921-421	Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-421
962-421	Certificado de calibração DAkkS 962-421
962-421R	Recalibração DAkkS 962-421R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis