

# KERN 326-08

Pesas individuales, Clase OIML F1, 200 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

## Sistema de medición

Peso de control - Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m <sup>3</sup> )	140
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control - valor nominal	200 g
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F1
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1 mg

## Diseño

Forma constructiva pesa	Eco-forma
Dimensiones (Ø×A)	28×47 mm
Material	acero inoxidable pulido

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-438
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-438

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	28×28×47 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg

## Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-080-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-080-600
Maletín - Número de artículo de madera	317-080-100

## Pictogramas

STANDARD

