

Brochure produit

08.08.2026

KERN 326-11

Poids individuel, Classe OIML F1, 1 kg, Forme Eco, inox poli

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-242	Pincettes 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincettes 315-243 (inox 105 mm)
317-110-100	Étui de poids en bois 317-110-100 (pour les valeurs nominales 1 kg pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)
317-110-600	Étui de poid en aluminium 317-110-600 (pour les valeurs nominales 1 kg pour les classes E1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)
347-110-400	Étui de poids en plastique 347-110-400 (pour les valeurs nominales 1 kg pour les classes F1 - M3 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351
921-441	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-441
962-441	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-441
962-441R	Réétalonnage DAkkS 962-441R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables