

# KERN 326-36

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 5 kg, Block, Edelstahl poliert



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 150×68×96 mm

Nettogewicht 5 kg

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 5,0 kg

Bruttogewicht ca. 5,0 kg

Versandgewicht 5 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer nicht verfügbar

Etui - Aluminium Artikelnummer 346-060-600

Etui - Holz Artikelnummer nicht verfügbar

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	326

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen	7,8125
Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	25 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	150×68×96 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-443
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----