

KERN 326-36

KERN

Peso individual, Classe OIML F1, 5 kg, Bloco, aço inox polido



Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	150×68×96 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	nicht verfügbar
Estojo - alumínio Número do artigo	346-060-600
Estojo - madeira Número do artigo	nicht verfügbar

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761232877
Número de mercadoria	84239090
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	326

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 kg
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	7,8125
Peso de teste OIML classe	F1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	25 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8730
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140

Desenho

Forma de construção peso	Bloco
Dimensões peso (L×P×A)	150×68×96 mm
Material	aço inox polido
Tipo de ajuste	Câmara de ajuste - Selo

Serviços

Número do artigo para calibração DAkks	962-443
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-443