

KERN 326-36

KERN

Peso individual, Classe OIML F1, 5 kg, Bloco, aço inox polido



Número do artigo para calibração
DAkKS 962-443

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	150×68×96 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo	nicht verfügbar
Estojo - alumínio Número do artigo	346-060-600
Estojo - madeira Número do artigo	nicht verfügbar

Pictogramas

STANDARD



1 DAY

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	326

Sistema de medição

Avaliação da conformidade possível	✓
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	7,8125
Peso de teste - densidade (kg/m ³)	7950
Peso de teste - incerteza de densidade (kg/m ³)	140
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8730
Peso de teste - valor nominal	5 kg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	F1
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	25 mg

Desenho

Forma de construção peso	Bloco
Dimensões peso (L×P×A)	150×68×96 mm
Material	aço inox polido

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-443
---	---------