

Productbrochure

08.08.2026

KERN 326-37

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 10 kg, Blok, edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
346-070-600	Aluminium gewichtsetui 346-070-600 (voor nominale waarden 10 kg Block voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Blok)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
921-444	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-444
952-444R	(Na)lking 952-444R
962-444	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-444
962-444R	DAkKS-rekalibratie 962-444R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen