

Productbrochure

08.08.2026

KERN 326-38

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 20 kg, Blok, edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
346-080-600	Aluminium gewichtsetui 346-080-600 (voor nominale waarden 20 kg Block voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Blok)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
962-445	DAkS Kalibratiecertificaat 962-445
962-445R	DAkS-rekalibratie 962-445R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen