

KERN 326-38

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 20 kg, Block, Edelstahl poliert



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	233×115×147 mm
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	20 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - Aluminium Artikelnummer	346-080-600
Etui - Holz Artikelnummer	nicht verfügbar

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	326

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	31,25
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	100 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	233×115×147 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-445
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----