

KERN 326-38

KERN

Pesas individuales, Clase OIML F1, 20 kg, Bloqueo, acero inoxidable pulido



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-445
Número de artículo para calibración DAkkS	962-445

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	233×115×147 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envío	20 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	nicht verfügbar
Caso - Aluminio Número de artículo	346-080-600
Maletín - Número de artículo de madera	nicht verfügbar

Pictogramas

STANDARD



1 DAY

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	31,25
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7950
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	140
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control - valor nominal	20 kg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F1
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	100 mg

Diseño

Forma constructiva pesa	Bloqueo
Dimensiones peso (A×P×A)	233×115×147 mm
Material	acero inoxidable pulido