

# KERN 326-39

# KERN

Pesas individuales, Clase OIML F1, 50 kg, Bloqueo, acero inoxidable pulido



## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-446
Número de artículo para calibración DAkkS	962-446

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	295×158×191 mm
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	50 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envío	50 kg

## Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	nicht verfügbar
Caso - Aluminio Número de artículo	346-090-600
Maletín - Número de artículo de madera	nicht verfügbar

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	326

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> )	78,125
Peso de control - Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m <sup>3</sup> )	140
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7390
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8730
Peso de control - valor nominal	50 kg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F1
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	250 mg

## Diseño

Forma constructiva pesa	Bloqueo
Dimensiones peso (A×P×A)	295×158×191 mm
Material	acero inoxidable pulido