

KERN 327-01

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 1 g, Knopf, Edelstahl poliert



Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×6 mm
Nettogewicht	0,001 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-030-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-010-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-010-100

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,125
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0016
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	3000
Prüfgewicht - Nennwert	1 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,1 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	6×6 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-431
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-431
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-431