

Productbrochure

07.08.2026

KERN 327-02

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 2 g, Knop, edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-242	Pincet 315-242 (polyamide 100 mm)
315-243	Pincet 315-243 (edelstaal 105 mm)
315-250	Pincet 315-250 (edelstaal 150 mm)
317-020-100	Houten gewichtsetui 317-020-100 (voor nominale waarden 2 g voor klassen E1+E2+F1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-020-600	Aluminium gewichtsetui 317-020-600 (voor nominale waarden 2 g voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
347-030-400	Plastic gewichtsetui 347-030-400 (voor nominale waarden 1 g - 5 g voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
921-432	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-432
962-432	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-432
962-432R	DAkKS-rekalibratie 962-432R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen