

KERN 327-02

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 2 g, Knopf, Edelstahl poliert



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	2 g
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0031
Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,25
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,12 mg
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	4000
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	6×11 mm
Material	Edelstahl poliert
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-432
Artikelnummer für garantierte Plus- Abweichung	921-432

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×11 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-030-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-020-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-020-100

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761004696
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

