

Brochure produit

07.08.2026

# KERN 327-03

Poids individuel, Classe OIML F1, 5 g, Bouton, inox poli

FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com

## VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Pour ce poids, nous recommandons absolument un étui en raison de la classe de poids très précise. Vous en trouverez une sélection dans la section accessoires

## PICTOGRAMMES

De série

Option



## ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242     | Pincettes 315-242 (polyamide   100 mm)                                                                                                           |
| 315-243     | Pincettes 315-243 (inox   105 mm)                                                                                                                |
| 315-250     | Pincettes 315-250 (inox   150 mm)                                                                                                                |
| 317-030-100 | Étui de poids en bois 317-030-100 (pour les valeurs nominales 5 g   pour les classes E1+E2+F1   pour la forme de poids Bouton/compact)           |
| 317-030-600 | Étui de poid en aluminium 317-030-600 (pour les valeurs nominales 5 g   pour les classes E1 - M3   pour la forme de poids Bouton/compact)        |
| 347-030-400 | Étui de poids en plastique 347-030-400 (pour les valeurs nominales 1 g - 5 g   pour les classes F1 - M3   pour la forme de poids Bouton/compact) |

## SERVICES

| Modèle   | Description                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350                   |
| 920-351  | Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351 |
| 921-433  | Écart positif garanti ( $> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-433               |
| 962-433  | Certificat d'étalonnage DAkkS 962-433                                              |
| 962-433R | Réétalonnage DAkkS 962-433R                                                        |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables