

Productbrochure

07.08.2026

# KERN 327-03

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 5 g, Knop, edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

## PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



## ACCESSOIRES

| Model       | Beschrijving                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242     | Pincet 315-242 (polyamide   100 mm)                                                                                                |
| 315-243     | Pincet 315-243 (edelstaal   105 mm)                                                                                                |
| 315-250     | Pincet 315-250 (edelstaal   150 mm)                                                                                                |
| 317-030-100 | Houten gewichtsetui 317-030-100 (voor nominale waarden 5 g   voor klassen E1+E2+F1   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)       |
| 317-030-600 | Aluminium gewichtsetui 317-030-600 (voor nominale waarden 5 g   voor klassen E1 - M3   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)     |
| 347-030-400 | Plastic gewichtsetui 347-030-400 (voor nominale waarden 1 g - 5 g   voor klassen F1 - M3   voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig) |

## DIENSTEN

| Model    | Beschrijving                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350               |
| 920-351  | Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351 |
| 921-433  | Gegarandeerde plus-afwijking ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-433                     |
| 962-433  | DAkKS Kalibratiecertificaat 962-433                                            |
| 962-433R | DAkKS-rekalibratie 962-433R                                                    |

## KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen