

KERN 327-05

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 20 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-435

Verpackung & Versand

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 13×13×23 mm |
| Nettogewicht | 0,02 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,05 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |

Optionale Etuis

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Etui - Kunststoff Artikelnummer | 347-050-400 |
| Etui - Aluminium Artikelnummer | 317-050-600 |
| Etui - Holz Artikelnummer | 317-050-100 |

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe | OIML F1 |
| Produktfamilie | 327 |

Messsystem

| | |
|---|---------|
| Konformitätsbewertung möglich | ✓ |
| Prüfgewicht - Volumen (cm ³) | 2,5 |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³) | 0,0313 |
| Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³) | 7950 |
| Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³) | 140 |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) | 6600 |
| Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML) | 10100 |
| Prüfgewicht - Nennwert | 20 g |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | F1 |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 0,25 mg |

Bauform

| | |
|-------------------|-------------------|
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Abmessungen (Ø×H) | 13×23,5 mm |
| Material | Edelstahl poliert |

Dienstleistungen

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 952-435 |
| Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung | 962-435 |