

KERN 327-05

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 20 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-435

Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-435

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×23 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-050-400
Etui - aluminium Artikelnummer	317-050-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-050-100

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm ³)	2,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0313
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6600
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	10100
Testgewicht - nominale waarde	20 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,25 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	13×23,5 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-435
--	---------