

# KERN 327-06

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 50 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-436

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×29 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-070-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-060-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-060-100

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	6,25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0781
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7270
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8890
Prüfgewicht - Nennwert	50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,3 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	18×29,5 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-436
Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-436