

KERN 327-07

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 100 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-437

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	22×22×39 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-070-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-070-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-070-100

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	12,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,1563
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
Prüfgewicht - Nennwert	100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,5 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	22×39 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-437
Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-437