

KERN 327-08

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 200 g, Knopf, Edelstahl poliert



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,3125
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
Prüfgewicht - Nennwert	200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	28×48,5 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-438
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-438

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-438

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	28×28×48 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-080-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-080-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-080-100

Piktogramme

STANDARD

