

KERN 327-08

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 200 g, Knop, roestvrij staal gepolijst



Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-438

Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-438

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H) 28×28×48 mm
Verzendmethode Pakketdienst
Nettogewicht ca. 0,20 kg
Brutogewicht ca. 0,20 kg
Verzendgewicht 0,2 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer 347-080-400
Etui - aluminium Artikelnummer 317-080-600
Etui - Hout Artikelnummer 317-080-100

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk KERN
Productcategorie Individueel gewicht
Productgroep OIML F1
Productfamilie 327

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk ✓
Testgewicht - volume (cm³) 25
Testgewicht - volume onzekerheid (cm³) 0,3125
Testgewicht - dichtheid (kg/m³) 7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m³) 140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML) 7390
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML) 8730
Testgewicht - nominale waarde 200 g
OIML-conform ✓
Testgewicht OIML klasse F1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) 1 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht Knop
Afmetingen (Ø×H) 28×48,5 mm
Materiaal roestvrij staal gepolijst

Diensten

Artikelnummer voor
conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-438