

Brochure produit

07.08.2026

# KERN 327-09

Poids individuel, Classe OIML F1, 500 g, Bouton, inox poli

FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com

## VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Pour ce poids, nous recommandons absolument un étui en raison de la classe de poids très précise. Vous en trouverez une sélection dans la section accessoires

## PICTOGRAMMES

De série

Option



## ACCESSOIRES

| Modèle      | Description                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-245     | Pincettes 315-245 (inox   250 mm)                                                                                                            |
| 317-090-100 | Étui de poids en bois 317-090-100 (pour les valeurs nominales 500 g   pour les classes E1+E2+F1   pour la forme de poids Bouton/compact)     |
| 317-090-600 | Étui de poid en aluminium 317-090-600 (pour les valeurs nominales 500 g   pour les classes E1 - M3   pour la forme de poids Bouton/compact)  |
| 347-090-400 | Étui de poids en plastique 347-090-400 (pour les valeurs nominales 500 g   pour les classes F1 - M3   pour la forme de poids Bouton/compact) |

## SERVICES

| Modèle   | Description                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350                   |
| 920-351  | Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351 |
| 921-439  | Écart positif garanti ( $> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-439               |
| 962-439  | Certificat d'étalonnage DAkkS 962-439                                              |
| 962-439R | Réétalonnage DAkkS 962-439R                                                        |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables