

# KERN 327-09

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 500 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-439

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×66 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-090-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-090-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-090-100

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	62,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,7813
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	38×66 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-439
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-439