

# KERN 327-12

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	2 kg
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	3,125
Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	250
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	10 mg
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	60×105 mm
Material	Edelstahl poliert
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-442
Artikelnummer für garantierte Plus- Abweichung	921-442

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×115 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-120-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-120-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-120-100

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761004825
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

