

KERN 327-12

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML)



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	3,125
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
Prüfgewicht - Nennwert	2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	10 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	60×115 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-442
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-442

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-442
---	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×115 mm
Nettogewicht	2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-120-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-120-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-120-100

Piktogramme

STANDARD

