

# KERN 327-13

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-443

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×147 mm
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-130-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-130-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-130-100

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	7,8125
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	25 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	80×147 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-443
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-443