

Productbrochure

07.08.2026

KERN 327-14

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 10 kg, Knop, edelstaal gepolijst

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

GELIEVE OP TE LETTEN VOOR UW BESTELLING

- Voor dit gewicht raden we sterk een kist aan vanwege de zeer nauwkeurige gewichtsklasse. Je vindt een selectie in de sectie accessoires

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
317-140-100	Houten gewichtsetui 317-140-100 (voor nominale waarden 10 kg voor klassen E1+E2+F1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
317-140-600	Aluminium gewichtsetui 317-140-600 (voor nominale waarden 10 kg voor klassen E1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)
347-140-400	Plastic gewichtsetui 347-140-400 (voor nominale waarden 10 kg voor klassen F1 - M3 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-350	Markering door lasergravure (individuele markering) KERN 920-350
920-351	Markering van testgewichten (laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-351
921-444	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-444
962-444	DAkkS Kalibratiecertificaat 962-444
962-444R	DAkkS-rekalibratie 962-444R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen