

# KERN 327-14

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	1250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	15,625
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	50 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	100×185 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-444
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-444
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-444

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×100×185 mm
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-140-400
---------------------------------	-------------

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-140-600

Etui - Holz Artikelnummer 317-140-100

## Piktogramme

### STANDARD

