

KERN 327-15

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 20 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-445

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	129×129×245 mm
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	20 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	317-150-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-150-100

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	327

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	2500
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	31,25
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	100 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	129×245 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-445
Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-445