

KERN 327-16

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F1, 50 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	327

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - volume (cm ³)	6250
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	78,125
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7390
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8730
Testgewicht - nominale waarde	50 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	250 mg

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	178×298 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-446
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-446
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-446

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	178×178×298 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	317-160-600
Etui - Hout Artikelnummer	317-160-100

Pictogrammen

STANDARD

