

KERN 327-161

KERN

Peso singolo, classe OIML F1, 50 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Caso - Alluminio Codice articolo nicht verfügbar
Caso - Legno Numero di articolo 337-161-100

Pittogrammi

STANDARD



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	327

Sistema di misura	
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	6250
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	78,125
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7950
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	140
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8730
Peso di calibrazione - valore nominale	50 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F1
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	250 mg

Design	
Struttura peso	Peso di controllo
Dimensioni (Ø×A)	137×217 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Servizi	
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-446

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	198×198×249 mm
Peso netto	50 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	50 kg
Peso lordo ca.	50 kg
Peso di spedizione	50 kg

Casi facoltativi	
Caso - Plastica Numero di articolo	nicht verfügbar