

KERN 328-22

KERN

Kit di pesi di milligrammi, F1, 1 mg - 500 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di plastica



Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Casi facoltativi

Caso - Plastica Numero di articolo 328-222-420

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	328

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 500 mg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Dimensioni (L×P×A)	136×53×22 mm
Struttura peso	Piastrina
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)
Numero di pesi	13
Astuccio del set di pesi	in valigetta di plastica

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-450
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-450
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-450

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	130×60×22 mm
Peso netto	0,1 kg