

KERN 328-222-410

KERN

Kunststof etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 5 g)



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Kunststof etui

Meetsysteem	
Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M2
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 5 g
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	130×60×22 mm
Materiaal	kunststoffen
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	5 g

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	130×60×22 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Pictogrammen	
--------------	--