

KERN 328-222-410

KERN

Estuche de plástico para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 5 g)



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estuche de plástico

Sistema de medição	
Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M2
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 5 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho	
Dimensões (L×P×A)	130×60×22 mm
Material	plásticos
Estojo - Peso mais pequeno possível	1 mg
Estojo - Maior peso possível	5 g

Embalagem e expedição	
Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	130×60×22 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas