

Brochure produit

08.08.2026

KERN 328-226

Jeu de poids milligrammes, F1, 1 mg - 500 mg, Plaquette, inox poli, dans un boîtier en aluminium

FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
315-247	Pincettes 315-247 (inox, plastique 136 mm)

SERVICES

Modèle	Description
920-701	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-701,
921-450	Écart positif garanti ($> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-450
962-450	Certificat d'étalonnage DAkkS 962-450
962-450R	Réétalonnage DAkkS 962-450R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables