

Productbrochure

08.08.2026

KERN 328-226

Milligramgewichtenset, F1, 1 mg - 500 mg, Plaatje, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
315-247	Pincet 315-247 (edelstaal, kunststof 136 mm)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-701	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-701
921-450	Gegarandeerde plus-afwijking ($> +1/3$ OIML) KERN 921-450
962-450	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-450
962-450R	DAkKS-rekalibratie 962-450R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen