

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 328-226

Conjunto de pesos de miligramas, F1, 1 mg - 500 mg, Plateleta, aço inox polido, em caixa de alumínio

PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
315-247	Pinça 315-247 (aço inox, plástico 136 mm)

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-701	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-701
921-450	Desvio Plus garantido ($> +1/3$ OIML) KERN 921-450
962-450	Certificado de calibração DAkkS 962-450
962-450R	Recalibração DAkkS 962-450R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis