

KERN 328-226

KERN

Juego de pesas de miligramos, F1, 1 mg - 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



Peso de envío 0,39 kg

Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo 313-010-600

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	328

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 500 mg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F1

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	165×158×37 mm
Forma constructiva pesa	Plaqueta
Material	acero inoxidable pulido (OIML)
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-450
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-450

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×158×37 mm
Peso neto	0,39 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg