

# KERN 328-226

**KERN**

Conjunto de pesos de miligramas, F1, 1 mg - 500 mg, Plateleta, aço inox polido, em caixa de alumínio



## Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 313-010-600

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	328

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	F1

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×158×37 mm
Forma de construção peso	Plateleta
Material	aço inox polido
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-450
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-450

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×158×37 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envio	0,39 kg