

KERN 328-32



Milligrammgewicht, F1, 2 mg, Draht, Edelstahl poliert



Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×2 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-009-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Holz Artikelnummer	338-090-200

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	328

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,0003
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0001
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	160
Prüfgewicht - Nennwert	2 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,02 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Draht
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	6×6×2 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-452
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-452
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-452