

KERN 328-36

Milligrammgewicht, F1, 50 mg, Draht, Edelstahl poliert

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	328

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,0063
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0001
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	160
Prüfgewicht - Nennwert	50 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,04 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Draht
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	11×11×3 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-456
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-456
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-456

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	11×11×3 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-009-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Holz Artikelnummer	338-090-200

Piktogramme

STANDARD

