

# KERN 328-39



Milligrammgewicht, F1, 500 mg, Draht, Edelstahl poliert



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	328

Messsystem	
Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0013
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	8000
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	160
Prüfgewicht - Nennwert	500 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,08 mg

Bauform	
Bauform Gewicht	Draht
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	15×15×4 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen	
Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-459
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-459
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-459

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	15×15×4 mm
Nettogewicht	0,0005 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-009-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Holz Artikelnummer	338-090-200

## Piktogramme

### STANDARD

